

# Im Reinraum sicher von D nach A





**3-fach**  
verpackt

**steril**  
von D nach A

**sicher**  
durch bag-in-bottle:  
Vakuum sorgt für  
Anbruchsicherheit



- endsterilisiert mittels X-ray Bestrahlung
- geprüfte Aufrechterhaltung der Sterilität nach Anbruch (30 Monate)
- sicheres Einschleusen durch 3-fache Umverpackung
- leicht zu öffnende Beutel (rayopeel® high performance peelable webs)
- zum Schutz der Umwelt und für mehr Flexibilität: optimiertes Beutelmaß und reduzierte Materialstärke um –10 %
- aus recyclebarem Polyethylenterephthalat (PET)



perform® sterile alcohol EP 500 ml und 1 l  
perform® sterile alcohol IPA 500 ml, WFI und 1 l

Probieren Sie auch unsere sterilen Wipes.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Bestellen Sie unter:  
040 52100-666  
info@schuelke.com